



DAS CHAIRSIDE 3D-DRUCK

KRONEN

PORTFOLIO

3D GEDRUCKTE KRONEN MIT SPRINTRAY. EINE END-TO-END CHAIRSIDE LÖSUNG.

SprintRay Crown ist ein keramisch gefülltes Hybridmaterial für den 3D Druck von Einzelkronen, Inlays, Onlays und Veneers. Dieses Material lässt sich mit traditionellen Methoden leicht ausarbeiten und polieren und bietet eine hervorragende Ästhetik für Patientinnen und Patienten.

Ein neues Resin, anders als die anderen.

Hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit machen SprintRay Crown zur ersten Wahl, wenn es um Materialien für den restaurativen 3D-Druck geht.

Da SprintRay Crown alle Anforderungen an ein Medizinprodukt der Klasse II erfüllt, können Sie sich jederzeit auf dieses Resin verlassen.


SprintRay Crown ist in sieben Farbtönen erhältlich:
A1, A2, A3, B1, B3, C2 und D3.



Auf einen Blick

- Biokompatibel. Erfüllt alle Anforderungen an ein Medizinprodukt der Klasse II
- Vielseitig: Verwendung als Einzelkrone auf natürlichem Zahn oder Abutment, als Inlay, Onlay oder Veneers
- Eine sehr geringe Wasseraufnahme reduziert die Alterungsneigung, eine glatte Oberfläche bedeutet eine geringe Plaquebildung

AUSGEFEILTE ABLÄUFE. DEFINITIVE 3D-DRUCKE.




Kronendesign mit KI

Lassen Sie leistungsstarke künstliche Intelligenz Ihr Experte sein - unsere KI automatisiert den Designprozess und nimmt Ihnen die Arbeit ab. Kronen-Designs für den posterioren Bereich werden innerhalb von Minuten erstellt und ermöglichen eine restaurative Zahnheilkunde in einer einzigen Sitzung.



Vollkonturkrone im Seitenzahnbereich.
Gedruckt mit 100 µm Schichtdicke.



Fortschrittlicher 3D-Druck

Das Pro S Crown Kit besteht aus einer neuen kompakten Druckplattform und einem Resintank, welche für eine schnelle Herstellung von bis zu 6 einzelnen Kronen, in weniger als 45 Minuten vom Scannen bis zur Lieferung entwickelt wurden.



Einfache Nachbearbeitung

Mit ProCure 2, dem schnellsten und fortschrittlichsten Nachhärtungssystem werden 3D-gedruckte Kronen in nur wenigen Minuten nachgehärtet.



D I E V O L L S T Ä N D I G E C H A I R S I D E L Ö S U N G

3D GEDRUCKTE KRONEN MIT SPRINTRAY. EINE END-TO-END CHAIRSIDE LÖSUNG.



Bewährte Materialien

Das keramisch gefüllte Resin SprintRay Crown ist als Medizinprodukt der Klasse II speziell für den 3D-Druck definitiver Restaurationen entwickelt.

45 Minuten Workflow

Erhöhen Sie die Patientenakzeptanz, indem Sie Behandlungen an nur einem Tag von Scan bis Einsetzen anbieten können - dank KI-Design und dem Pro S Crown Kit in nur 45 Minuten.

Kosteneffizient

Ein umfassende Lösung, die Chairside Behandlungen am selben Tag zu einem erstaunlichen Preis ermöglicht.




SPINTRAY. DIE EINZIGE VOLLSTÄNDIGE DENTALE 3D-DRUCK LÖSUNG



SprintRay Europe GmbH
Brunnenweg 11
64331 Weiterstadt
Deutschland

www.sprintray.com
info.eu@sprintray.com



Mehr erfahren

