



LA SOLUCIÓN CHAIRSIDE  
IMPRESA EN 3D

**CROWN**

---

PORTFOLIO

# IMPRESIÓN 3D DE SPRINTRAY CROWN.

## LA SOLUCIÓN PARA CHAIRSIDE.

SprintRay Crown es un material híbrido con carga cerámica para la impresión 3D de coronas individuales, inlays, onlays y carillas. Este material es fácil de terminar y pulir con métodos tradicionales, y presenta una excelente estética para combinar con los dientes existentes.

### Una nueva clase de resina, como ninguna otra

La alta resistencia a la abrasión hace de SprintRay Crown un material de referencia para la impresión 3D restaurativa. Y gracias a que SprintRay Crown cumple con todos los requisitos como dispositivo médico Clase II, puede colocarlo con confianza.


Crown está disponible en siete colores:  
A1, A2, A3, B1, B3, C2, y D3.



### Principales características

- Solución biocompatible que cumple con todos los requisitos como dispositivo médico de Clase II
- Versátil: uso como corona única sobre diente natural o pilar, como inlay, onlay o carilla
- La muy baja absorción de agua reduce la tendencia al envejecimiento, al mismo tiempo que una superficie lisa evita acumulación de placa

# AGILICE EL PROCESO. IMPRIME DEFINITIVAMENTE.




## Diseño de corona con IA

Deja que la poderosa inteligencia artificial sea tu guía - La IA automatiza el proceso de diseño y lo hace completamente manos libres. Los diseños de coronas posteriores se cambian en cuestión de minutos, lo que permite una odontología restauradora en una sola visita.



Corona posterior de contorno completo. Impreso con un grosor de capa de 100  $\mu$ m.



## Avanzada impresión 3D

El kit de coronas Pro S consiste en una nueva plataforma de construcción compacta y un tanque de resina diseñado para una producción rápida de hasta 6 coronas desde el escaneo hasta la entrega en menos de 45 minutos.



## Postprocesamiento simplificado

Con el ProCure 2, el sistema de postcurado más rápido y avanzado del planeta. Cura las coronas impresas en tan solo unos minutos.



LA SOLUCIÓN CHAIRS DE MÁS COMPLETA

# IMPRESIÓN 3D DE SPRINTRAY CROWN. LA SOLUCIÓN PARA CHAIRSIDE.



## Materiales probados

Experimente un nuevo material con cerámica dominante, resina dispositivo médico Clase II diseñada para la impresión 3D de restauraciones definitivas.

## Entrega en menos de 45 minutos

Aumente la aceptación de tratamientos ofreciendo en el mismo día el escaneo y la colocación gracias al diseño en IA y al Pro S Crown Kit.

## Rentabilidad

Una solución completa para transformar la entrega en el mismo día por un precio inimaginable.




SPRINTRAY. LA SOLUCIÓN COMPLETA EN IMPRESIÓN 3D PARA ODONTOLOGÍA



SprintRay Europe GmbH  
Brunnenweg 11  
64331 Weiterstadt  
Alemania

[www.sprintray.com](http://www.sprintray.com)  
[info.eu@sprintray.com](mailto:info.eu@sprintray.com)



Saber más

