

NightGuard Flex™

Clinicamente formulato per massima velocità, comfort del paziente e durata.

NightGuard Flex™ ha una formulazione completamente nuova per ottenere con stampa 3D il bite occlusale più veloce e confortevole in odontoiatria. Questo materiale biocompatibile* offre elevata resistenza agli urti ed alla flessione alla temperatura corporea; i pazienti ne adoreranno il comfort e la longevità. Il bite è facile da lucidare e pulire, con vestibilità e finitura superiori. Inoltre NightGuard Flex™ è insapore e non dà problemi.

Progettato per l'uso con i sistemi di stampa SprintRay Cloud Design e Pro 3D, NightGuard Flex™ contribuisce all'efficienza del flusso di lavoro e consente di dedicarsi ad un maggior numero di sorrisi. Le velocità di stampa più elevate e la migliore stabilità dimensionale durante la stampa consentono di risparmiare tempo e resina utilizzando meno supporti.

Con NightGuard Flex™ SprintRay assicura un flusso di lavoro dei bite occlusali senza problemi - dalla scansione alla progettazione, alla stampa e al posizionamento - per proteggere più sorrisi e soddisfare più pazienti.

RESISTENZA AGLI URTI

L'elevata resistenza agli urti riduce la possibilità di rottura sotto carico.

SPRINTRAY NIGHTGUARD FLEX™

118 J/m

RESINA DELLA CONCORRENZA

46 J/m

TEMPO DI STAMPA ARCATA COMPLETA

Velocità di stampa misurata su SprintRay Pro95 con strato dello spessore di 170µm rispetto alla resina della concorrenza.

SPRINTRAY NIGHTGUARD FLEX™

44 minuti


RESINA DELLA CONCORRENZA

92 minuti

>90%
DENTISTI
SODDISFATTI

>85%
LA RACCOMANDEREBBE
AD UN COLLEGA

Ricerca sugli utilizzatori di SprintRay NightGuard Flex 2023



SRI-020215

Codice SKU

VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Lavoro semplice alla poltrona con consegna heat-set
- ✓ Velocità di stampa più che raddoppiata rispetto ai prodotti della concorrenza
- ✓ Confortevole, facile da pulire, insapore
- ✓ Elevata resistenza agli urti e flessibilità
- ✓ Progettato per il comfort dei pazienti

